

Thank you for choosing this product.
Please read this manual carefully before using it. Please keep it in good condition for future inquiries.

Parameter description

Product name: Cervical vertebra massager
Rated power: 3.7w
Charging voltage: DC 5.0V

Common problems and handling

Serial number	phenomenon	possible reason	Approach
1	Massager can't start	Exhausted during standby	It can be started normally after charging.
2	The massager stops working	The timing message program has been completed or the battery power has been used up	Re-open the battery switch

If there is still an abnormality in the above processing, please contact your local dealer for repair service.

Use the power plug and power cord


1. Please check that the voltage does meet the product specifications.
2. Do not use other similar accessories instead of this product accessories.
3. Do not touch the power supply or plug with wet hands to avoid malfunction or electric shock.
4. Do not charge the product when the voltage is unstable.

Do not use this product when the following conditons occur


1. The massager is abnotmal, and the massage device is damaged or damaged.
2. If there is any serious or severe pain durion the massage, stop the massage immediately and seek medical advice.
3. In case of the above situation, if it is confirmed that the product is the cause, please send the product to the repair service center for inspection and maintenance.

Product configuration

Your U-shaped pillow includes: main unit, charging cable, instruction manual, certificate, warranty card



Kneading type



Rope buckle design



Strong bond and weak bond

Positive Inversion

One button start

warranty service

Dear customer, thank you for your support. The products you purchased are produced under strict quality control and standard inspection process. This warranty card refers to the failure of the product under normal use conditions, according to the warranty card. Provisions to provide repairs and services to customers

Warranty description

1. From the date of purchase, if there is a malfunction under normal use, you can enjoy one year of free warranty service, except for damage (such as: improperly disassembling parts, handling damage, etc.), natural damage (such as: fire, earthquake, flood, Damage caused by rodent damage, etc. is not covered by this warranty.
2. If the warranty card is lost and will not be reissued, please keep it in a safe place.
3. No free warranty service due to malfunction caused by improper use of consumers themselves
4. If the product has expired within the warranty period, if the company still has accessories, it will be given warranty service, and certain parts and handling fees will be charged.
5. This warranty card is valid only in the territory of the Chinese Republic

The following conditions are not covered by the warranty

1. Failure to use the prohibited operation in accordance with the instructions
2. No purchase invoice or receipt, no valid warranty certificate, fake and sboddy products
3. Return the product packaging is incomplete, the accessories are not complete, or the user disassembles, repairs themselves, etc.
4. Losses caused by human factors, such as rubbing, immersion, violent impact, etc.
5. The product affects the seller's secondary sales due to human reasons
6. The information written on the warranty card or the warranty card does not match the actual product

U-shaped massage pillow

Instructions for the Use of Products

We reserve the right to improve our products and specifications without notice.

Gracias por elegir este producto.
 Lea atentamente este manual antes de usarlo. Manténgalo en buenas condiciones para futuras consultas.

Descripción de parámetros

Nombre del producto: masajeador de vértebras cervicales
 Potencia nominal: 3,7 w
 Voltaje de carga: CC 5,0 V

Problemas comunes y manejo.

Número de serie	fenómeno	razón posible	Acercarse
1	El masajeador no puede iniciarse	Agotado durante el modo de espera	Se puede iniciar normalmente después de cargar.
2	El masajeador se detiene laboral	El programa de masaje sincronizado ha sido completado o el se ha utilizado la energía de la batería dn	Vuelva a abrir la batería cambiar

Utilice el enchufe y el cable de alimentación


1. Compruebe que el voltaje cumpla con las especificaciones del producto.
2. No utilices otros accesorios similares en lugar de los accesorios de este producto.
3. No toque la fuente de alimentación ni el enchufe con las manos mojadas para evitar un mal funcionamiento o una descarga eléctrica.
4. No cargue el producto cuando el voltaje sea inestable.

No utilice este producto cuando se produzcan las siguientes condiciones.


1. El masajeador está anormal y el dispositivo de masaje está dañado o dañado.
2. Si siente algún dolor grave o intenso durante el masaje, detenga el masaje inmediatamente y busque atención médica.
3. En caso de la situación anterior, si se confirma que el producto es la causa, envíe el producto al centro de servicio de reparación para su inspección y mantenimiento.

Configuración del producto



Tu almohada en forma de U incluye: unidad principal, cable de carga, manual de instrucciones, certificado, tarjeta de garantía



Tipo de amasado



Diseño de hebilla de cuerda.



servicio de garantía

Estimado cliente, gracias por su apoyo. Los productos que compró se producen bajo un estricto control de calidad y un proceso de inspección estándar. Esta tarjeta de garantía se refiere a la falla del producto en condiciones de uso normales, de acuerdo con la tarjeta de garantía. Disposiciones para proporcionar reparaciones y servicios a los clientes

Descripción de la garantía

1. A partir de la fecha de compra, si hay un mal funcionamiento en condiciones de uso normal, puede disfrutar de un año de servicio de garantía gratuito, excepto por daños (como desmontaje incorrecto de piezas, daños por manipulación, etc.), daños naturales (como Esta garantía no cubre incendios, terremotos, inundaciones, daños causados por roedores, etc.
2. Si la tarjeta de garantía se pierde y no se vuelve a emitir, guárdela en un lugar seguro.
3. No hay servicio de garantía gratuito debido al mal funcionamiento causado por el uso inadecuado de los propios consumidores.
4. Si el producto ha caducado dentro del período de garantía, si la empresa todavía tiene accesorios, se le brindará servicio de garantía y se le cobrarán ciertas piezas y tarifas de manejo.
5. Esta tarjeta de garantía es válida únicamente en el territorio de la República China.

Las siguientes condiciones no están cubiertas por la garantía.

1. No utilizar la operación prohibida de acuerdo con las instrucciones.
2. Sin factura ni recibo de compra, sin certificado de garantía válido, productos falsos y falsificados
3. Devolver el producto si el embalaje está incompleto, los accesorios no están completos o el usuario lo desmonta, se repara ellos mismos, etc.
4. Pérdidas causadas por factores humanos, como rozamientos, impactos violentos por inmersión, etc.
5. El producto afecta las ventas secundarias del vendedor por razones humanas.
6. La información escrita en la tarjeta de garantía o en la tarjeta de garantía no coincide con el producto real.

almohada de masaje en forma de U

Instrucciones para el uso de productos

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch. Bitte bewahren Sie es für spätere Fragen in gutem Zustand auf.

Parameterbeschreibung

Produktname: Halswirbel-Massagegerät
Nennleistung: 3,7 W
Ladespannung: DC 5,0 V

Seriennummer	Phänomen	möglicher Grund	Ansatz
1	Massagegerät kann nicht gestartet werden	Im Standby erschöpft	Es kann normal gestartet werden nach dem Aufladen.
2	Das Massagegerät stoppt Arbeiten	Das Timing-Massageprogramm abgeschlossen wurde oder der Batteriestrom wurde verbraucht	Öffnen Sie die Batterie erneut schalten

Verwenden Sie den Netzstecker und das Netzkabel


- Bitte überprüfen Sie, ob die Spannung den Produktspezifikationen entspricht.
- Verwenden Sie kein anderes ähnliches Zubehör anstelle dieses Produktzubehörs
- Berühren Sie das Netzteil oder den Stecker nicht mit nassen Händen, um Fehlfunktionen oder Stromschläge zu vermeiden

Verwenden Sie dieses Produkt nicht, wenn die folgenden Bedingungen vorliegen


- Das Massagegerät funktioniert nicht und das Massagegerät ist beschädigt oder beschädigt.
- Wenn Sie während der Massage ernsthafte oder starke Schmerzen verspüren, brechen Sie die Massage sofort ab und suchen Sie ärztlichen Rat auf.
- Wenn im oben genannten Fall bestätigt wird, dass das Produkt die Ursache ist, senden Sie das Produkt zur Überprüfung und Wartung an das Reparaturservicecenter.

Produkt

Konfigurationen beinhaltet: Hauptgerät, Ladekabel, Bedienungsanleitung, Zertifikat, Garantiekarte




Knettyp



Seilschnallen-Design



Drücken Sie die Entriegelungstaste



Zum Lösen nach oben und unten drücken



- Starke Bindung und schwacher Bono
- Positive Inversion
- Ein-Knopf-Start

Garantieleistungen

Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Die von Ihnen gekauften Produkte werden unter strenger Qualitätskontrolle und standardmäßigen Inspektionsverfahren hergestellt. Diese Garantiekarte bezieht sich auf den Ausfall des Produkts unter normalen Nutzungsbedingungen gemäß der Garantiekarte. Bestimmungen zur Bereitstellung von Reparaturen und Dienstleistungen für Kunden

Garantiebeschreibung

- Ab dem Kaufdatum erhalten Sie bei Fehlfunktionen bei normalem Gebrauch ein Jahr lang kostenlosen Garantieservice. Ausgenommen hiervon sind Schäden (z. B. unsachgemäße Demontage von Teilen, Handhabungsschäden usw.), Naturschäden (z. B. Feuer, Erdbeben, Überschwemmungen, Schäden durch Nagetiere usw., die nicht durch diese Garantie abgedeckt sind.
- Sollte die Garantiekarte verloren gehen und nicht erneut ausgestellt werden, bewahren Sie sie bitte an einem sicheren Ort auf.
- Kein kostenloser Garantieservice aufgrund von Fehlfunktionen, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Verbraucher selbst verursacht werden
- Wenn die Garantie für das Produkt abgelaufen ist und das Unternehmen noch Zubehör hat, wird ein Garantieservice gewährt und bestimmte Teile- und Bearbeitungsgebühren werden in Rechnung gestellt.
- Diese Garantiekarte ist nur im Hoheitsgebiet der Chinesischen Republik gültig

Die folgenden Bedingungen fallen nicht unter die Garantie

- Versäumnis, den verbotenen Vorgang gemäß den Anweisungen durchzuführen
- Keine Kaufrechnung oder Quittung, kein gültiges Garantiezertifikat, gefälschte und schädliche Produkte
- Wenn die Produktverpackung unvollständig ist, das Zubehör nicht vollständig ist oder der Benutzer es zerlegt, repariert sich selbst usw.
- Verluste durch menschliche Faktoren wie Reibung, Eintauchen, heftige Einwirkungen usw.
- Das Produkt beeinträchtigt aus menschlichen Gründen den Sekundärverkauf des Verkäufers
- Die Angaben auf der Garantiekarte oder der Garantiekarte stimmen nicht mit dem tatsächlichen Produkt überein

U-förmiges Massagekissen

Anweisungen zur Verwendung der Produkte

Merci d'avoir choisi ce produit.
Veuillez lire attentivement ce manuel avant de l'utiliser. Veuillez le conserver en bon état pour de futures enquêtes

Description des paramètres

Nom du produit: masseur de vertèbre cervicale
Puissance nominale: 3,7 W Tension de charge: cc 5.0V

Numéro de série	phénomène	raison possible	Approche
1	Le masseur ne peut pas démarrer	Épuisé pendant la veille	On peut démarrer normalement après la charge.
2	Le masseur s'arrête fonctionnement	Le programme de massage chronométré a été complété ou la batterie a été utilisée	Rouvrez la batterie changer

Utilisez la fiche d'alimentation et le cordon d'alimentation


1. Veuillez vérifier que la tension répond aux spécifications du produit.
2. N'utilisez pas d'autres accessoires similaires à la place de ces accessoires de produit
3. Ne touchez pas l'alimentation ou la fiche avec les mains mouillées pour éviter un dysfonctionnement ou un choc électrique.

N'utilisez pas ce produit lorsque les conditions suivantes se produisent


1. Le masseur est défectueux et l'appareil de massage est endommagé ou endommagé.
2. En cas de douleur grave ou intense pendant le massage, arrêtez immédiatement le massage et consultez un médecin.
3. Dans le cas de la situation ci-dessus, s'il est confirmé que le produit en est la cause, veuillez envoyer le produit au centre de service de réparation pour inspection et maintenance.

Configuration du produit

Votre oreiller en forme de U comprend : un boîtier principal, un câble de chargement, un manuel d'instructions, un certificat, une carte de garantie.



Type de pétrissage




Conception de boucle de corde



Appuyez sur le bouton de déverrouillage

Appuyez de haut en bas pour desserrer



Lien fort et bono faible

Inversion positive

Démarrage à un bouton

service de garantie

Cher client, merci pour votre soutien. Les produits que vous avez achetés sont fabriqués sous un contrôle de qualité strict et un processus d'inspection standard. Cette carte de garantie fait référence à la défaillance du produit dans des conditions normales d'utilisation, selon la carte de garantie. Dispositions pour assurer les réparations et services aux clients

Description de la garantie

1. À partir de la date d'achat, en cas de dysfonctionnement dans des conditions normales d'utilisation, vous pouvez bénéficier d'un an de service de garantie gratuit, à l'exception des dommages (tels que le démontage incorrect des pièces, les dommages de manipulation, etc.), les dommages naturels (tels que incendie, tremblement de terre, inondation, dommages causés par des rongeurs, etc., ne sont pas couverts par cette garantie.
2. Si la carte de garantie est perdue et ne sera pas réémise, veuillez la conserver dans un endroit sûr.
3. Aucun service de garantie gratuit en raison d'un dysfonctionnement causé par une mauvaise utilisation par les consommateurs eux-mêmes.
4. Si le produit a expiré pendant la période de garantie, si l'entreprise dispose encore d'accessoires, elle bénéficiera d'un service de garantie et certaines pièces et frais de manutention seront facturés.
5. Cette carte de garantie est valable uniquement sur le territoire de la République chinoise

Les conditions suivantes ne sont pas couvertes par la garantie

1. Défaut d'utiliser l'opération interdite conformément aux instructions
2. Aucune facture ou reçu d'achat, aucun certificat de garantie valide, produits faux et douteux
3. Retourner l'emballage du produit est incomplet, les accessoires ne sont pas complets ou l'utilisateur démonte, se répare lui-même, etc.
4. Pertes causées par des facteurs humains, tels que le frottement, l'impact violent par immersion, etc.
5. Le produit affecte les ventes secondaires du vendeur pour des raisons humaines
6. Les informations écrites sur la carte de garantie ou sur la carte de garantie ne correspondent pas au produit réel

Oreiller de massage en forme de U

Instructions pour l'utilisation des produits


この製品をお選びいただきありがとうございます。
ご使用前にこのマニュアルをよくお読みください。今後のお問い合わせに備えて、このマニュアルを良好な状態に保管してください。

パラメータの説明


製品名:頸椎マッサージャー
定格電力:3.7w
充電電圧:DC 5.0V

製品構成

U字型枕の内容:本体、充電ケーブル、取扱説明書、証明書、保証書



練り込みタイプ



よくある問題とその対処法

シリアルナンバー	現象	考えられる理由	アプローチ
1	マッサージャーが起動できない	スタンバイ中に疲れ果てた	普通に起動できるよ 充電後。
2	マッサージャーが止まる 働く	タイミングマッサージプログラム 完了しているか バッテリー電力が使用されました	バッテリーを再度開けます スイッチ

上記処理でも異常がある場合。修理サービスについては最寄りの販売店にご相談ください。

電源プラグと電源コードを使用する

- 1.電圧が製品仕様を満たしていることを確認してください。
- 2.この製品の付属品の代わりに他の同様の付属品を使用しないでください。
- 3.故障や感電の恐れがありますので、濡れた手で電源やプラグに触れないでください。
- 4.電圧が不安定な状態では充電しないでください。

以下の症状がある場合は使用しないでください。

- 1.マッサージ器に異常があり、マッサージ器が破損または損傷している。
- 2.マッサージ中に重篤な痛みがある場合は、直ちにマッサージを中止し、医師の診断を受けてください。
- 3.上記のような状況の場合、製品に原因があることが確認された場合は、点検・メンテナンスのため製品を修理サービスセンターにお送りください。

ロープバックルのデザイン



ロック解除ボタンを押します

上下に押すと緩みます

保証サービス

お客様へ、ご愛用ありがとうございます。ご購入いただいた製品は、厳格な品質管理と標準検査プロセスの下で製造されています。この保証カードは、保証カードに従って、通常の使用条件下での製品の故障を扱います。お客様に提供およびサービスを確保するための保証

保証の説明

- 1.ご購入日より、通常使用で故障した場合は、1年間の無料保証サービスをご利用いただけます。ただし、損傷（不適切な部品の分解、取り扱いによる損傷など）、自然災害（火災、地震、洪水、ネズミによる被害など）は保証の対象外となります。
- 2.保証書を紛失された場合は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 3.消費者自身の不適切な使用に起因する故障による無償保証サービスの対象外
- 4.保証期間内に製品が期限切れになった場合、当社に付属品が残っている場合は保証サービスが提供され、一定の部品代と手数料が請求されます。
- 5.この保証書は中華民国領域内でのみ有効です。

以下の場合には保証対象外となります

- 1.指示に従って禁止された操作を行わなかった場合
- 2.購入請求書または領収書がない、有効な保証書がない、偽物および不正な製品
- 3.製品の梱包が不完全である場合、付属品が揃っていない場合、またはユーザーが分解した場合、自分で修理するなど。
- 4.摩擦、浸水、激しい衝撃などの人的要因による損失
- 5.人為的な理由により、商品が販売者の二次販売に影響を与える
- 6.保証書または保証書の記載内容が実際の商品と異なる場合

U字型マッサージピロー

製品の使用上の注意事項

当社は予告なく製品および仕様を改善する権利を留保します。

Grazie per aver scelto questo prodotto.
 Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzarlo. Si prega di mantenerlo in buone condizioni per richieste future

Descrizione dei parametri

Nome del prodotto: massaggiatore per vertebre cervicali
 Potenza nominale: 3,7 W Tensione di carica: CC 5,0 V

Problemi comuni e gestione

Numero di serie	fenomeno	possibile motivo	Approccio
1	Il massaggiatore non può avviarsi	Esaurito durante lo standby	Può essere avviato normalmente dopo la ricarica.
2	Il massaggiatore si ferma lavorando	Il programma di massaggio temporaneo è stato completato o il la batteria è stata utilizzata dn	Riaprire la batteria interruttore

Utilizzare la spina e il cavo di alimentazione


1. Verificare che la tensione soddisfi le specifiche del prodotto.
2. Non utilizzare altri accessori simili al posto degli accessori di questo prodotto
3. Non toccare l'alimentatore o la spina con le mani bagnate per evitare malfunzionamenti o scosse elettriche
4. Non caricare il prodotto quando la tensione è instabile.

Non utilizzare questo prodotto quando si verificano le seguenti condizioni


1. Il massaggiatore è anomalo e il dispositivo di massaggio è danneggiato o danneggiato.
2. Se durante il massaggio si avverte dolore serio o intenso, interrompere immediatamente il massaggio e consultare un medico.
3. Nella situazione di cui sopra, se viene confermato che la causa è il prodotto, inviare il prodotto al centro assistenza riparazioni per l'ispezione e la manutenzione.

Configurazione del prodotto




Il cuscino a forma di U include: unità principale, cavo di ricarica, manuale di istruzioni, certificato, scheda di garanzia



Tipo impastatore



Design con fibbia in corda



- Legame forte e bono debole
- Inversione positiva
- Avvio con un pulsante

servizio di garanzia

Gentile cliente, grazie per il vostro supporto. I prodotti acquistati sono realizzati secondo un rigoroso controllo di qualità e un processo di ispezione standard. Questa scheda di garanzia si riferisce al guasto del prodotto in condizioni di utilizzo normali, secondo la scheda di garanzia. Disposizioni per fornire riparazioni e servizi ai clienti

Descrizione della garanzia

1. Dalla data di acquisto, se si verifica un malfunzionamento in condizioni di utilizzo normale, è possibile usufruire di un anno di servizio di garanzia gratuito, ad eccezione di danni (come smontaggio improprio di parti, danni da manipolazione, ecc.), danni naturali (come incendio, terremoto, alluvione, danni causati da roditori, ecc., non sono coperti da questa garanzia.
2. Se la scheda di garanzia viene persa e non verrà rimessa, conservarla in un luogo sicuro.
3. Nessun servizio di garanzia gratuito a causa di malfunzionamenti causati da un uso improprio dei consumatori stessi
4. Se il prodotto è scaduto entro il periodo di garanzia, se l'azienda dispone ancora di accessori, verrà fornito il servizio di garanzia e verranno addebitati alcuni costi per le parti e la gestione.
5. La presente scheda di garanzia è valida solo nel territorio della Repubblica Cinese

Le seguenti condizioni non sono coperte dalla garanzia

1. Mancato utilizzo dell'operazione vietata in conformità con le istruzioni
2. Nessuna fattura o ricevuta di acquisto, nessun certificato di garanzia valido, prodotti falsi e scadenti
3. Restituire l'imballaggio del prodotto incompleto, gli accessori non sono completi o l'utente smonta, si ripara, ecc.
4. Perdite causate da fattori umani, come sfregamento, immersione, impatto violento, ecc
5. Il prodotto influisce sulle vendite secondarie del venditore per motivi umani
6. Le informazioni scritte sulla scheda di garanzia o sulla scheda di garanzia non corrispondono al prodotto reale

Cuscino massaggiante a forma di U

Istruzioni per l'uso dei prodotti

이 제품을 선택해 주셔서 감사합니다.
 사용하기 전에 이 설명서를 주의 깊게 읽으십시오. 향후 조사를 위해 좋은 상태로 유지하십시오.

매개변수 설명 제품명: 경추 마사지기 정격 전력: 3.7w	충전 전압: DC 5.0V
---	----------------

일반적인 문제 및 처리

일련번호	현상	가능한 이유	접근하다
1	마사지를 시작할 수 없습니다	대기 중 소진됨	정상적으로 시작될 수 있습니다. 충전 후.
2	마사지가 멈췄어요 일하고 있는	타이밍 마사지 프로그램 제한된 시간이 사용되었습니다.	배터리를 다시 충전하세요!

위 처리에 여전히 이상이 있는 경우, 수리 서비스를 받으려면 가까운 대리점에 문의하십시오.

전원 플러그와 전원 코드를


- 사용하세요**는 전압인지 확인해주세요.
- 본 제품 액세서리 대신 다른 유사한 액세서리를 사용하지 마십시오.
 - 오작동이나 감전을 피하기 위해 젖은 손으로 전원 공급 장치 또는 플러그를 만지지 마십시오.
 - 전압이 불안정할 때에는 제품을 충전하지 마세요.

다음과 같은 경우에는 본 제품을 사용하지 마십시오.


- 마사지기에 이상이 있거나, 마사지가 손상되었거나 파손된 경우.
- 마사지 중 통증이 심하거나 심할 경우 즉시 마사지를 중단하고 의사의 진료를 받으세요.
- 위와 같은 상황의 경우, 제품의 원인으로 확인되면 서비스센터로 제품을 보내 점검 및 유지보수를 받으시기 바랍니다.

제품구성

U자형 베개에는 다음이 포함됩니다: 본체, 충전 케이블, 사용 설명서, 인증서, 보증 카드



반죽 유형



로프 버클 디자인



잠금 해제 버튼을 누르세요

← 위아래로 눌러 풀어주세요

보증 서비스

친애하는 고객 여러분, 귀하의 지원에 감사드립니다. 구입하신 제품은 엄격한 품질 관리 및 표준 검사 프로세스에 따라 생산됩니다. 이 보증 카드는 보증 카드에 따라 정상적인 사용 조건에서 제품의 고장을 의미합니다. 수리 및 고객을 위한 서비스

보증 설명

- 구입일로부터 정상적인 사용 중에 오작동이 발생한 경우 손상(예: 부적절한 분해 부품, 취급 손상 등), 자연적 손상(예: 화재, 지진, 홍수, 설치류 피해로 인한 손상 등은 이 보증 대상에서 제외됩니다.
- 보증서를 분실하여 재발행되지 않는 경우에는 할 보관하시기 바랍니다.
- 소비자의 부적절한 사용으로 인한 고장으로 인한 무상 A/S는 불가능합니다.
- 보증기간이 만료된 제품의 경우, 회사에서 아직 부족품을 보유하고 있는 경우에는 보증 서비스를 제공하며, 일부 부품 및 취급수수료가 청구됩니다.
- 본 보증서는 중화민국 영토 내에서만 유효합니다.

다음 조건은 보증이 적용되지 않습니다.

- 지침에 따라 금지된 동작을 사용하지 않은 경우
- 구매 송장 또는 영수증 없음, 유효한 보증서 없음, 가짜 및 불량 제품
- 제품 포장에 불완전하거나, 부족품이 불완전하거나, 사용자가 분해하여 반품하는 경우 스스로 수리하는 등
- 마찰, 침수에 의한 폭력적인 충격 등과 같은 인적 요인으로 인한 손상
- 상품이 인간적인 사유로 인해 판매자의 2차 판매에 영향을 미치는 경우
- 보증서 또는 보증서에 기재된 내용이 실제 제품과 일치하지 않는 경우



- 강한 유대감과 약한 분노
- 긍정적인 반전
- 원버튼 시작

U자형 마사지 베개

제품 사용 지침

당사는 사전 통지 없이 제품 및 사양을 개선할 권리를 보유합니다.

Tack för att du valde denna produkt.

Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den. Vänligen håll den i gott skick för framtida träkigheter

Parameterbeskrivning

Produktnamn: Massageapparat för halskotan
Märkeffekt: 3,7w

Laddspänning: DC 5,0V

Vanliga problem och hantering

Serienummer	fenomen	möjlig orsak	Närma sig
1	Massageapparaten kan inte starta	Utmattad under standby	Den kan startas normalt efter laddning.
2	Massageapparaten stannar i arbetsläge	Timing batteriet batteristrom har använts dn	Öppna batteriet igen växla

Använd nätkontakten och nätsladden


1. Kontrollera att spänningen uppfyller produktspecifikationerna.
2. Använd inte andra liknande tillbehör istället för denna produkttillbehör
3. Rör inte strömförsörjningen eller kontakten med våta händer för att undvika felfunktion eller elektriska stötar
4. Ladda inte produkten när spänningen är instabil.

Använd inte denna produkt när följande förhållanden råder


1. Massageapparaten är abnormal, och massageanordningen är skadad eller skadad.
2. Om det finns någon allvarlig eller svår smärta under massagen, avbryt massagen omedelbart och sök läkare.
3. I händelse av ovanstående situation, om det bekräftas att produkten är orsaken, skicka produkten till reparationsservicecenter för inspektion och underhåll.

Produktkonfiguration


Din U-formade kudde inkluderar: huvudenhet, laddningskabel, bruksanvisning, certifikat, garantikort



Knådningstyp




Design med repspänne



Tryck på upplåsningsknappen

Tryck upp och ner för att lossa



Starkt band och svag bono

Positiv inversion

Start med en knapp

garantiservice

Kära kund, tack för ditt stöd. Produkterna du köpt produceras under strikt kvalitetskontroll och standardinspektionsprocess. Detta garantikort hänvisar till fel på produkten under normala användningsförhållanden, enligt garantikortet. Bestämmelser för reparationer och tjänster till kunder

Garantibeskrivning

1. Från och med inköpsdatumet, om det uppstår ett fel under normal användning, kan du åtnjuta ett års gratis garantiservice, förutom skador (som; felaktigt demontering av delar, hanteringskador, etc.), naturliga skador (som t.ex.; brand, jordbävning, översvämning, skador orsakade av gnagarskador, etc, täcks inte av denna garanti.
2. Om garantikortet tappas bort och inte kommer att utfärdas igen, förvara det på ett säkert ställe.
3. Ingen gratis garantiservice på grund av fel som orsakats av felaktig användning av konsumenternas produkter
4. Om produkten har gått ut inom garantiperioden, om företaget fortfarande har tillbehör kommer det att ges garantiservice och vissa delar och hanteringsavgifter kommer att debiteras.
5. Detta garantikort är endast giltigt inom den kinesiska republikens territorium

Följande villkor täcks inte av garantin

1. Underlåtenhet att använda den förbjudna operationen i enlighet med instruktionerna
2. Ingen inköpsfaktura eller kvitto, inget giltigt garantibevis, falska och sboddy-produkter
3. Returnera produktens förpackning är ofullständig, tillbehören är inte kompletta, eller användaren demonterar, reparerar själva osv.
4. Förluster orsakade av mänskliga faktorer, såsom gnidning, nedsänkningssvåldspåverkan, etc.
5. Produkten påverkar säljarens sekundära försäljning på grund av mänskliga skäl
6. Informationen på garantikortet eller garantikortet stämmer inte överens med den faktiska produkten

U-formad massagekudde

Instruktioner för användning av produkter

Bedankt dat u voor dit product heeft gekozen.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt. Bewaar het in goede staat voor toekomstige onderzoeken

Parameterbeschrijving

Productnaam: Halswervelstimulator
Nominiaal vermogen: 3,7 W

Laadspanning: DC 5,0 V

Serienummer	fenomeen	mogelijke reden	Benadering
1	Het massageapparaat kan niet starten	Uitgeput tijdens standby	Het kan normaal worden gestart na het opladen.
2	Het massageapparaat stopt werken	Het invoerprogramma batterijvermogen is verbruikt	Open de batterij opnieuw schakelaar

Gebruik de stekker en het netsnoer


1. Controleer of de spanning voldoet aan de productspecificaties.
2. Gebruik geen andere soortgelijke accessoires in plaats van deze productaccessoires
3. Raak de voeding of stekker niet aan met natte handen om storingen of elektrische schokken te voorkomen
4. Laad het product niet op als de spanning onstabiel is.

Gebruik dit product niet als de volgende omstandigheden zich voordoen


1. Het massageapparaat is abnormaal en het massageapparaat is beschadigd of beschadigd.
2. Als er tijdens de massage sprake is van ernstige of hevige pijn, stop dan onmiddellijk met de massage en zoek medisch advies.
3. In het geval van de bovenstaande situatie en als wordt bevestigd dat het product de oorzaak is, stuur het product dan naar het reparatieservicecentrum voor inspectie en onderhoud.

Product configuratie



Uw U-vormige kussen bevat: hoofdelement, oplaadkabel, handleiding, certificaat, garantiekaart



Knedende soort



Ontwerp met touwgesp



— Sterke band en zwakke bono

— Positieve inversie

— Starten met één knop

garantie

Geachte klant, bedankt voor uw steun. De producten die u hebt gekocht, worden geproduceerd onder strikte kwaliteitscontrole en standaardinspectieprocessen. Deze garantiekaart heeft betrekking op het defect raken van het product onder normale gebruiksomstandigheden, volgens de garantiekaart. Voorzieningen voor reparaties en diensten aan klanten

Garantiebeschrijving

1. Als er bij normaal gebruik een defect optreedt, kunt u vanaf de aankoopdatum genieten van één jaar gratis garanteservice, met uitzondering van schade (zoals het onjuist demonteren van onderdelen, het hanteren van schade, enz.), natuurlijke schade (zoals brand, aardbeving, overstroming, schade veroorzaakt door schade door knaagdieren, enz.), valt niet onder deze garantie.
2. Als de garantiekaart verloren is gegaan en niet opnieuw wordt uitgegeven, bewaar deze dan op een veilige plaats.
3. Geen gratis garanteservice wegens storing veroorzaakt door oneigenlijk gebruik door consumenten zelf
4. Als het product binnen de garantieperiode is verlopen en het bedrijf nog accessoires heeft, krijgt het product garanteservice en worden bepaalde onderdelen en administratiekosten in rekening gebracht.
5. Deze garantiekaart is alleen geldig op het grondgebied van de Chinese Republiek

De volgende omstandigheden vallen niet onder de garantie

1. Het niet gebruiken van de verboden handeling in overeenstemming met de instructies
2. Geen aankoopfactuur of ontvangstbewijs, geen geldig garantiecertificaat, nep- en slechte producten
3. Retourneer de productverpakking is onvolledig, de accessoires zijn niet compleet of de gebruiker demonteert, zelf repareren enz.
4. Verliezen veroorzaakt door menselijke factoren, zoals wrijven, onderdompeling, geweldadige impact, enz
5. Het product heeft om menselijke redenen invloed op de secundaire verkopen van de verkoper
6. De informatie op de garantiekaart of de garantiekaart komt niet overeen met het daadwerkelijke product

U-vormig massagekussen

Instructies voor het gebruik van producten

Wij behouden ons het recht voor om onze producten en specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren

شكرا لاختبارك هذا المنتج.

في المستقبل inquiries يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل استخدامه. يرجى الاحتفاظ بها في حالة حيدة ل

وصف المعلمة

اسم المنتج: مدلك فقرات عنق الرحم
الطاقة المقفدة: 3.7 واط

جهد الشحن: تيار مستمر 5.0 فولت

رقم سيري	ظاهرة	سبب محتمل	يقترَب
1	لا يمكن أن يبدأ مدلك	استنفدت آتاء الاستعداد	يمكن أن تبدأ بشكل طبيعي بعد الشحن
2	يتوقف المدلك عمل	برنامج التدليك التوقيتي تم الانتهاء فيه أو تم استخدام طاقة dn البطارية	أعد فتح البطارية يحول

استخدم قابس الطاقة وسلك الطاقة


- يرجى التحقق من أن الجهد الكهربى يلبي مواصفات المنتج.
- لا تستخدم ملحقات أخرى مماثلة بدلا من ملحقات المنتج هذه
- لا تلمس مصدر الطاقة أو القابس بأيدٍ مثيلة لتجنب حدوث خلل أو صدمة كهربائية.
- لا تقم بشحن المنتج عندما يكون الجهد غير مستقر.

لا تستخدم هذا المنتج عند حدوث الظروف التالية


- جهاز التدليك غير طبيعى، وجهاز التدليك تالف أو تالف.
- إذا كان هناك أي ألم خطير أو شديد.
- أثناء التدليك، أوقف التدليك فورا واطلب المشورة الطبية
- في حالة الحالة المذكورة أعلاه، إذا تم التأكد من أن المنتج هو السبب، فيرجى إرسال المنتج إلى مركز خدمة الإصلاح للفحص والصيانة.

تكوين المنتج

على: الوحدة الرئيسية، وكابل الشحن، ودليل التعليمات، والشهادة، وبطاقة الضمان لا تشمل وسادتك على شكل حرف



نوع العجن



تصميم يابيزيم حيل



اضغط على زر فتح

اضغط لأعلى ولأسفل للتخفيف



السند القوي والسند الضعيف

الانقلاب الإيجابي

زر واحد للبدء

خدمة الضمان

عزيزي العميل، شكرا لك على دعمك. يتم إنتاج المنتجات التي اشتريتها تحت رقابة صارمة على الجودة وعملية فحص قياسية. نشير بطاقة الضمان هذه إلى فشل المنتج في ظل ظروف الاستخدام العادية، وفقا لبطاقة الضمان. أحكام توفير الإصلاحات و الخدمات للعملاء

وصف الضمان

- اعتبارا من تاريخ الشراء، إذا كان هناك عطل في ظل الاستخدام العادي، فيمكنك الاستمتاع بخدمة ضمان مجانية لمدة عام واحد، باستثناء الأضرار (مثل: تفكك الأجزاء بشكل غير صحيح، والتعامل مع الأضرار، وما إلى ذلك)، والأضرار الطبيعية (مثل: الحريق، الزلازل، الفيضانات، الأضرار الناجمة عن أضرار الفوارض، وما إلى ذلك، لا يغطيها هذا الضمان).
- في حالة فقدان بطاقة الضمان وعدم إعادة إصدارها، يرجى الاحتفاظ بها في مكان آمن.
- لا توجد خدمة ضمان مجانية بسبب العطل الناتج عن الاستخدام غير السليم للمستهلكين.
- إذا انتهت صلاحية المنتج خلال فترة الضمان، وإذا كانت الشركة لا تزال لديها ملحقات، فسيتم منحها خدمة الضمان، وسيتم فرض رسوم معينة على الأجزاء والمناولة.
- بطاقة الضمان هذه صالحة فقط في أراضي الجمهورية الصينية.

الشروط التالية لا يغطيها الضمان

- عدم استخدام العملية المخطورة طبقا للتعليمات
- boddy لا توجد فاتورة شراء أو إيصال، ولا توجد شهادة ضمان صالحة، ومنتجات مريفة و
- إرجاع عبوة المنتج غير مكتملة، أو الملحقات غير كاملة، أو يقوم المستخدم بتفكيكها.
- إصلاح أنفسهم، الخ
- الخسائر الناجمة عن العوامل البشرية، مثل الاحتكاك، والعمى، والتأثير الضيق، وما إلى ذلك
- يؤثر المنتج على مبيعات البائع الثانوية لأسباب بشرية
- المعلومات المكونة على بطاقة الضمان أو بطاقة الضمان لا تطابق مع المنتج العلى.

لا وسادة تدليك على شكل حرف

تعليمات استخدام المنتجات

Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Udržujte jej v dobrém stavu pro budoucí dotazy

Popis parametru

Název produktu: Masážní přístroj na krční obratle
Jmenovitý výkon: 3,7W

Nabíjecí napětí: DC 5,0V

Běžné problémy a manipulace

Sériové číslo	jev	možný důvod	Průstup
1	Masér nelze spustit	Vybítý v pohotovostním režimu	Dá se normálně spustit po nabití.
2	Masér se zastaví pracovní	Časový masážní program byla dokončena nebo baterie byla použita dn	Znovu otevřete baterii přepínač

Použijte zástrčku a napájecí kabel


1. Zkontrolujte, zda napětí odpovídá specifikacím produktu.
2. Nepoužívejte jiné podobné příslušenství místo příslušenství tohoto produktu
3. Nedotýkejte se napájecího zdroje nebo zástrčky mokřima rukama, aby nedošlo k poruše nebo úrazu elektrickým proudem
4. Nenabíjejte výrobek, když je napětí nestabilní.

Nepoužívejte tento produkt, pokud nastanou následující podmínky


1. Masér je abnormální a masážní zařízení je poškozené nebo poškozené.
2. Pokud se během masáže objeví vážná nebo silná bolest, okamžitě masáž ukončete a vyhledejte lékařskou pomoc.
3. V případě výše uvedené situace, pokud se potvrdí, že přičinou je produkt, zašlete produkt do servisního střediska ke kontrole a údržbě.

Konfigurace produktu


Váš polštář ve tvaru U obsahuje: hlavní úntí, nabíjecí kabel, návod k použití, certifikát, záruční list



Typ hnětení




Design provazové spony



Stiskněte odemykáč tlačítko



Pro uvolnění stiskněte nahoru a dolů



Silné pouto a slabé bono

Positivní inverze

Start jedním tlačítkem

záruční servis

Vážný zákazník, děkujeme za Vaši podporu. Produkty, které jste si zakoupili, jsou vyráběny pod přísnou kontrolou kvality a standardním kontrolním procesem. Tento záruční list se vztahuje na závadu produktu za normálních podmínek použití podle záručního listu. Ustanovení o poskytování oprav a služby zákazníkům

Popis záruky

1. Od data zakoupení, pokud dojde k poruše při běžném používání, můžete si užít jeden rok bezplatného záručního servisu, s výjimkou poškození (jako je nesprávná demontáž dílů, poškození při manipulaci atd.), přirozeného poškození (např: Tato záruka se nevztahuje na požár, zemětřesení, povodeň, poškození způsobené hlodavci atd).
2. Pokud se záruční list ztratí a nebude znovu vystaven, uschvejte jej na bezpečném místě.
3. Žádný bezplatný záruční servis z důvodu poruchy způsobené nesprávným používáním spotřebitelských témat
4. Pokud produkt vypršela v záruční době, pokud má společnost stále příslušenství, bude jí poskytnut záruční servis a budou účtovány určité díly a manipulační poplatky.
5. Tento záruční list je platný pouze na území České republiky

Na následující podmínky se záruka nevztahuje

1. Nepoužívání zakázané operace v souladu s pokyny
2. Žádná nákupní faktura nebo potvrzení, žádný platný záruční list, falešné a sbodby produkty
3. Vratte obal výrobku, který je neúplný, příslušenství není kompletní nebo uživatel rozebral, vlastní opravy atd.
4. Ztráty způsobené lidskými faktory, jako je tření, ponorění, násilný dopad atd
5. Výrobek ovlivňuje sekundární prodej prodávajícího z lidských důvodů
6. Údaje uvedené na záručním listu nebo záručním listu se neshodují se skutečným výrobkem

Masážní polštář ve tvaru U

Návod k použití produktů

Dziękujemy za wybranie tego produktu.

Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Proszę zachować go w dobrym stanie na przyszłość.

Opis parametrów

Nazwa produktu: Masażer kregu szyjnego
Moc znamionowa: 3,7 w

Napięcie ładowania: DC 5,0 V

Typowe problemy i obsługa

Numer seryjny	zjawisko	możliwa przyczyna	Zbliżyć się
1	Nie można uruchomić masażu	Wyczerpany w trybie gotowości	Mozna go normalnie uruchomić po naładowaniu.
2	Masażer zatrzymuje się pracujący	Program masażu czasowego został ukończony lub moc baterii została wykorzystana do	Otwórz ponownie baterie przełącznik

Użyj wtyczki i przewodu zasilającego


1. Sprawdź, czy napięcie jest zgodne ze specyfikacją produktu.
2. Nie używaj innych podobnych akcesoriów zamiast akcesoriów tego produktu
3. Nie dotykaj zasilacza ani wtyczki mokrymi rękami, aby uniknąć nieprawidłowego działania lub porażenia prądem
4. Nie ładuj produktu, gdy napięcie jest niestabilne.

Nie używaj tego produktu, jeśli zachodzą następujące warunki


1. Masażer działa nieprawidłowo i urządzenie masujące jest uszkodzone lub uszkodzone.
2. Jeżeli podczas masażu wystąpi poważny lub silny ból, należy natychmiast przerwać masaż i zasięgnąć porady lekarza.
3. W przypadku powyższej sytuacji i potwierdzenia, że przyczyną jest produkt, prosimy o przesłanie produktu do centrum serwisowego w celu sprawdzenia i konserwacji.

Konfiguracja produktu




Twoja poduszka w kształcie litery U zawiera: urządzenie główne, kabel do ładowania, instrukcję obsługi, certyfikat, kartę gwarancyjną



Typ ugniatania



Konstrukcja klamry liny



— Silna więź i słabe bono

— Pozytywna inwersja

— Uruchomienie jednym przyciskiem

usługa gwarancyjna

Drogi kliencie, dziękujemy za wsparcie. Zakupione przez Ciebie produkty są produkowane pod ścisłą kontrolą jakości i standardowym procesem kontroli. Niniejsza karta gwarancyjna odnosi się do awarii produktu w normalnych warunkach użytkowania, zgodnie z kartą gwarancyjną. Postanowienia dotyczące napraw i usługi klientom

Opis gwarancji

1. Od daty zakupu, jeśli podczas normalnego użytkowania wystąpi usterka, możesz cieszyć się rocznym bezpłatnym serwisem gwarancyjnym, z wyjątkiem uszkodzeń (takich jak nieprawidłowy demontaż części, uszkodzenia związane z obsługą itp.), uszkodzeń naturalnych (takich jak: pożar, trzęsienie ziemi, powódź; uszkodzenia spowodowane przez gryzonie itp. nie są objęte niniejszą gwarancją.
2. Jeżeli karta gwarancyjna zaginęła i nie zostanie wydana ponownie, prosimy o zachowanie jej w bezpiecznym miejscu.
3. Brak bezpłatnego serwisu gwarancyjnego z powodu nieprawidłowego działania spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem przez samego konsumenta
4. Jeśli produkt utracił ważność w okresie gwarancyjnym, jeśli firma nadal posiada akcesoria, zostanie objęty serwisem gwarancyjnym, w ramach którego zostaną naliczone opłaty za niektóre części i obsługę.
5. Niniejsza karta gwarancyjna jest ważna wyłącznie na terytorium Republiki Chińskiej

Ponizsze warunki nie są objęte gwarancją

1. Niestosowanie się do zabronionej czynności zgodnie z instrukcją
2. Brak faktury lub paragonu zakupu, brak ważnej karty gwarancyjnej, produkty fałszywe i tandetne
3. Zwrócić produkt, którego opakowanie jest niekompletne, akcesoria nie są kompletne lub użytkownik je demontuje, samodzielnie naprawia itp.
4. Straty spowodowane czynnikami ludzkimi, takimi jak tarcie, gwałtowne zanurzenie itp.
5. Produkt ma wpływ na sprzedaż wtórną sprzedawcy ze względów ludzkich
6. Informacje zawarte w karcie gwarancyjnej lub karcie gwarancyjnej nie są zgodne ze stanem faktycznym produktu

Poduszka masująca w kształcie litery U

Instrukcje użytkowania Produktów