



1.Name: Oral irrigator
2.Material: ABS
3.Rated voltage:5V
4.Rated current:1A
5.Machine color:White, pink,Green
6.Click the power button (start or close).
7.Long press the power button to switch to more modes.
Features: Portable and Rechargeable
When charging the machine, please do not start the machine to use it.

1.名称：口腔洗淨器
2.材質：ABS
3.定格電圧：5V
4.定格電流：1A
5.機械色：白、ピンク、緑
6.電源ボタン（起動または停止）をクリックします。
7.電源ボタンを長押しすると、より多くのモードに切り替えることができます。
特徴：携帯充電可能
機械を充電するときは、機械を起動して使用しないでください。

1.Name: irrigatore orale
2.Material: ABS
3. Tensione nominale: 5V
4. Corrente nominale: 1A
5. Machine colore: Bianco, rosa, verde
6. Fare clic sul pulsante di accensione (avviare o chiudere).
7. Long premere il pulsante di accensione per passare a più modalità.
Caratteristiche: Portatile e Ricaricabile
Durante la ricarica della macchina, si prega di non avviare la macchina per usarlo.

1. Nom: rinceur oral
2. Matériel: ABS
3. Tension nominale: 5V
4. Courant évalué: 1A
5. Couleur de machine: blanc, rose, vert
6. Cliquez sur le bouton d'alimentation (démarrage ou arrêt).
7. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour passer à plus de modes.
Caractéristiques: portable et rechargeable
S'il vous plaît ne pas démarrer l'utilisation de la machine lorsque vous chargez la machine.

1.Name: Mundwässerer
2.Material: ABS
3. Nennspannung: 5V
4. Rated Strom: 1A
5. Maschinenfarbe: Weiß, rosa, grün
6. Klicken Sie auf die Power-Taste (Start oder Schließen).
7. Long drücken Sie die Power-Taste, um auf mehr Modi zu wechseln.
Eigenschaften: Tragbar und wiederaufladbar
Wenn Sie die Maschine laden, starten Sie bitte die Maschine nicht, um sie zu verwenden.

1. nombre: enjuague oral
2. material: ABS
3. tensión nominal: 5v
4. corriente nominal: 1a
5. color de la máquina: blanco, rosa, verde
6. haga clic en el botón de encendido (encendido o apagado).
7. Presione el botón de encendido durante mucho tiempo para cambiar a más modos.
Características: recargable portátil
Al cargar la máquina, no inicie la máquina para usarla.

1. :
2. : ABS
3. : 5V
4. : 1A
5. : , ,
6. ()
7. :

1.Name: ústní zavlažova 2.Materiál: ABS
3.Jmenovité nap tí: 5V 4. Jmenovitý proud: 1A
5. Barva stroje: bílá, r žová, zelená
6.Klikn te na tla ítko zapnutí (spustit nebo zav ít).
7.Long stiskn te tla ítko napájení p epnout na více režim .
Funkce: P enosné a dobíjecí
P i nabíjení stroje prosím neza ínejte stroj používat.

1.Namn: Oral bevattning 2.Material: ABS
3.Märkspänning: 5V 4.Märkström:1A
5.Machine färg: Vit, rosa, grön
6.Klicka på strömknappen (start eller stäng).
7.Long tryck på strömknappen för att växla till fler lägen.
Funktioner: Bärbar och uppladdningsbar
När du laddar maskinen ska du inte starta maskinen för att använda den.

1.Nazwa: Nawadniacz doustny 2.Material: ABS
3.Napi cie znamionowe:5V 4.Pr d znamionowy:1A
5.Kolor maszyny: biały, ró owy, zielony
6.Kliknij przycisk zasilania (uruchom lub zamknij).
7.Długo naci nij przycisk zasilania, aby przeł czy si do wi cej trybów.
Cechy: Przeno ne i ładowalne
Podczas ładowania urz dzenia, prosz nie uruchamia urz dzenia, aby z niej korzysta .

1.Name: Mondelinge irrigator 2.Materiaal: ABS
3.Rated spanning: 5V 4.Rated huidige: 1A
5.Machine kleur: Wit, roze, groen
6.Klik op de power knop (start of sluit).
7.Long druk op de power knop om over te schakelen naar meer modi.
Kenmerken: Draagbaar en oplaadbaar
Bij het opladen van de machine, start de machine alstublieft niet om het te gebruiken.

1.Nome: irrigador oral 2.Material: ABS
3.Tensão Rated: 5V 4. Corrente nominal: 1A
5.Machine cor: Branco, rosa, verde
6.Clique no botão liga/desliga (iniciar ou fechar).
7.Long pressione o botão de alimentação para alternar para mais modos.
Características: Portátil e Recarregável
Ao carregar a máquina, não ligue a máquina para usá-la.

1.Név: Orális öntöz 2.Anyag: ABS
3.Névleges feszültség: 5V 4.Névleges áram:1A
5.Machine szín: fehér, rózsaszín, zöld
6.Kattintson a bekapcsoló gombra (indítás vagy bezárás).
7.Hosszan nyomja meg a bekapcsoló gombot, hogy további üzemmódokra váltson.
Jellemz k: Hordozható és újratölthet
A készülék töltésekor ne indítsa el a készüléket használatához.

1.Navn: Oral vanding 2.Material: ABS
3.Nominel spænding: 5V 4.Nominel strøm:1A
5.Machine farve: Hvid, pink, grøn
6.Klik på tænd/sluk-knappen (start eller luk).
7.Lang tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte til flere tilstande.
Funktioner: Bærbar og genopladelig
Når maskinen oplades, skal du ikke starte maskinen for at bruge den.

1.Name: 2.Material: ABS
3.Rated : 5V 4.Rated μ : 1A
μ 5.Machine: , ,
6. μ ().
7.Long μ μ
.
:
μ μ μ μ μ μ